

# DR 1900: el espectrofotómetro portátil para mediciones fiables y versátiles

Independientemente de lo que deba medir, el espectrofotómetro DR 1900 de HACH LANGE le acompañará allá donde vaya. No importa el cómo ni el dónde; con este dispositivo resistente y portátil, tendrá la solución para obtener resultados precisos al alcance de su mano.



## Todas las ventajas de un vistazo

- ▶ Más de 200 métodos preprogramados
- ▶ 50 aplicaciones de usuario de programación libre
- ▶ Intuitivo y fácil de usar
- ▶ Muy resistente en el campo y en el laboratorio
- ▶ Clase de protección IP67
- ▶ Ligero y compacto
- ▶ Con mochila opcional para uso en campo

Encontrará información detallada sobre datos técnicos y accesorios en nuestra página web.

## Portátil y fiable: calidad para llevar siempre consigo

El DR 1900 combina el amplio rango de parámetros y la exactitud de la medición espectral con la versatilidad de una solución portátil para realizar mediciones en el campo.

- ▶ Para obtener resultados reconocidos oficialmente
- ▶ Alimentación por batería
- ▶ Más ligero que otros dispositivos similares
- ▶ Sólido y resistente al agua

## Fiable y versátil: para todas las aplicaciones

- ▶ Rango de longitud de onda: 340–800 nm
- ▶ Para todos los tamaños de cubeta comunes
- ▶ Para aguas residuales, agua potable, aguas superficiales o agua industrial y controles de calidad



## Resistente y práctico: para cualquier aplicación

El DR 1900 portátil combina el alto nivel de exactitud con una práctica idoneidad para el uso diario. La carcasa, fabricada en plástico a prueba de golpes y resistente a impactos, tiene una superficie antideslizante. Las teclas de control son grandes y resistentes, de modo que dará en el blanco con cada pulsación.



Con la práctica mochila, podrá llevar consigo el DR 1900 cómodamente allá donde vaya e incluso mantener las manos libres.