



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	72.695.200
Descripción del artículo	Recipiente de reacción SafeSeal, volumen de trabajo: 2 ml, material: PP, transparente, tapón: transparente, tapón de SafeSeal, cierre adjunto, con escala inyectada y campo de rotulación, Biosphere® plus, 50 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	sí
Tapón	tapón de SafeSeal
Volumen de trabajo	2 ml
Centrifugación máx (ACR)	25000 x g

### **Dimensiones**

Diámetro	10,8 mm
Longitud del producto	40 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





**Especificaciones del producto**  
**Recipiente de reacción SafeSeal, 2 ml, PP,**  
**Biosphere® plus**

**Página 2**

**Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material del tapón	Polipropileno (PP)
Color del cierre	transparente

**Pureza y certificación**

Categoría de producto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	Biosphere® plus
Esterilización	Esterilización por gas
Apirógeno	sí
Con lotes	sí

**Presentación**

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	250
unidades / caja	500
unidades / pallet	72000
Profundidad caja interior	201 mm
Ancho de la caja interior	151 mm
Altura de la caja interior	126 mm
Profundidad de la caja	323 mm
Ancho de la caja	213 mm
Altura de la caja	145 mm
Volumen de la caja	0,01 cbm
Peso del producto	0,0012 kg
Peso de la caja	0,94 kg
EAN de la caja interna	4038917117944
EAN de la caja	4038917054256

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:  
2022-01-12

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**